

GroLine



Soluciones:
pH4: HI7004-023
pH7: HI7007-023
pH10: HI7010-023
CE: HI7031-023
QUICK CAL
HS036-023



Soluciones:
pH4: HI7004-023
pH7: HI7007-023
pH10: HI7010-023
CE: HI7031-023
QUICK CAL
HS036-023



Soluciones:
pH4: HI7004-023
pH7: HI7007-023



Soluciones:
pH4: HI7004-023
pH7: HI7007-023
pH10: HI7010-023
QUICK CAL
HS036-023



Soluciones:
pH4: HI7004-023
pH7: HI7007-023
pH10: HI7010-023
ELECTRODO
HB271



Soluciones:
CE: HI7031-023



Soluciones:
CE: HI7031-023
QUICK CAL
HS036-023

Código	HI9814	HI98131 Combo	HI981030	HI98118	HI98115	HI98331 Soil test™	HI98318
Intervalo de pH	0.00 a 14.00	0.00 a 14.00	0 a 14.0	0.00 a 14.00	0.00 a 14.00	-	-
Intervalo de CE	0.00 a 6.00 mS/cm	0.00 a 6.00 mS/cm	-	-	-	0 a 4000 µS/cm 0.00 a 4.00 mS/cm (dS/m)	0.00 a 6.00 mS/cm
Intervalo de TDS	0 a 3000 ppm (FC de 500); 0 a 3999 ppm (FC de 700)	0 a 3000 ppm (FC de 500); 0 a 3999 ppm (FC de 700)	-	-	-	-	0 a 3000 ppm (FC de 500); 0 a 4000 ppm (FC de 700)
Temperatura	0.0 a 60.0°C/ 32.0 a 140.0°F	0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F	-	0.0 a 50.0°C/ 32.0 a 122.0°F	-	0.0 a 50.0°C/ 32.0 a 122.0°F	0.0 a 50.0°C/ 32.0 a 122.0°F
Calibración automática	•	•	•	•	•	•	•
Compatible con Quick Cal*	•	•	-	• (sólo pH)	-	-	• (sólo CE)
CAT	•	•	-	•	-	•	•
A prueba de agua	•	•	•	•	-	-	•
Unión de pH de tela extraíble	•	•	-	•	-	-	-
Función HOLD	•	•	-	-	-	•	-
Apagado automático	•	•	•	•	•	•	•
Electrodo reemplazable	•	•	-	-	•	-	-
Indicador de estabilidad	•	•	-	•	•	•	•

Compatible con
Quick Cal



Quick Cal
Solución de calibración rápida para pH/CE
HI5036-023 frasco de 230 mL
HI5036-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



Quick Cal
Solución de calibración rápida para pH/CE
HI50036P Sobres de 20 mL (25)
Incluye certificado de análisis



pH 4.01
Solución de calibración, ± 0.02 pH @ 25°C (77°F)
HI7004-023 frasco de 230mL
HI7004-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



pH 7.01
Solución de calibración, ± 0.02 pH @ 25°C (77°F)
HI7007-023 frasco de 230mL
HI7007-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



pH 10.01
Solución de calibración, ± 0.02 pH @ 25°C (77°F)
HI7010-023 frasco de 230mL
HI7010-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



1413 μ S/cm
Solución estándar de conductividad
HI7031-023 frasco de 230 mL
HI7031-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



5000 μ S/cm
Solución estándar de conductividad
HI7039-023 frasco de 230 mL
HI7039-012 frasco de 120 mL
Incluye certificado de análisis



Solución de limpieza
para electrodos de pH
HI7061-023 frasco de 230 mL
HI7061-012 frasco de 120 mL



Solución de almacenamiento
para electrodos de pH
HI70300-023 frasco de 230 mL
HI70300-012 frasco de 120 mL



Electrodo de pH directo en suelo
HI1294 para el HI9814



Protector de hule contra golpes
HI710025 para el HI9814



DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS EN LA MARCA HANNA

Nuestro equipo:

1. Área de asesoramiento virtual: siempre orientando para que opten por el instrumento mas adecuado.
2. Área de ventas: se encargara de ejecutar tu solicitud.
3. Área de logistica: organizan tu pedido para hacértelo llegar a la brevedad posible.
4. Área de Courier: llevaran tu pedido hasta el punto destino que indiquen el cliente.
5. Área de soporte: evaluará cualquier aspecto técnico con cualquier instrumento dentro de garantía.
6. Área de finanzas y contabilidad: se encargara de ver temas administrativos con referencias a pagos o transferencias realizadas.

Solicitar cotización:

- vía correo: ventas@comerciogc.com
- vía WhatsApp: 936592068



"Servicio y calidad marcan la diferencia"